

MASTERCHEM IS 100 JÓD TARTALMÚ FERTŐTLENÍTŐ ÉS TISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM



masterchem

A MASTERCHEM IS 100 egy jodofor tartalmú, széles spektrumú fertőtlenítő és tisztító koncentrátum, mely rendelkezik a jód előnyös tulajdonságaival. Magasabb viszkozitása révén hosszabb ideig megőrzi szabad jód tartalmát, ellenállóbb a magasabb hőmérsékletnek (40-50°C), kisebb a párolgási vesztesége, gőzténiszója, s még a 33%-os oldata is sűrűbb, ezért jobban megtapad a függőleges felületen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Csak hígított formában szabad használni. 33%-os oldatot olyan esetben használunk, amikor a különösen erős fertőtlenítő hatást szeretnénk elérni, és cél, hogy függőleges felületen megtapadjon. 2-4%-os oldatot eszközök, készülékek, helyiségek, padozatok, csempék, járművek fertőtlenítésére használunk:

- A fertőtlenítendő felületet előzőleg tisztítsuk meg a durva szennyeződésektől.
 - Juttassuk fel a felületre az oldatot permetező készülékkel vagy csak erre a célra használatos ronggyal.
 - Hagyjuk a szert legalább 20 percig hatni.
 - Szükség esetén a visszamaradt szennyeződést vizes ronggyal távolítsuk el.
- Összetevők: Jód, alkoholok, C12-14, etoxilált, alkoholok, C9-C11, etoxilált. Nemionos felületaktív anyagok 5 % vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb. Kationos felületaktív anyagok 5 %-nál kevesebb.

Az oldat elkészítése: Az oldat elkészítéséhez 7-40°C hőmérsékletű tiszta vizet használunk. Nem szükséges desztillált v. ioncserélt víz. Hígításkor az oldatot addig keverjük, míg egyenletes színűvé és sűrűségűvé nem válik.

TÁROLÁS: A MASTERCHEM IS 100 hűvös, fénymentes helyen tárolandó. Fagyás esetén meg kell várni, míg újra felenged.

Figyelmeztető H-mondatok: H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsíthatja a szerveket.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok: P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyvel rendelkező hulladékkezelőnél.

Made in European Union

HÍGÍTÁSI PÉLDA

Oldat koncentráció	MC IS 100	Víz menny.
33 %	1 liter	2 liter
4 %	400 ml	10 liter
2 %	200 ml	10 liter

KÉRDÉSE VAN? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT.

Pentasol Hungary Kft.

4030 Debrecen, Galamb u. 16.

www.pentasol.hu

tel.:+3652555888

Kiszerezés: e 5 I

Gyártási idő:

Minőségét megőrzi: 2 év



VESZÉLY

Azonosítási szám:
OKBI-VABO/766/2007.

